

## Preoperatiivisen *S. aureus* kantajuusnäytteen ottaminen sieraimista

### Tutkimuspyyntö:

Nro 3492, Pu–BaktVi2

### Näytteenottovälineet:

Geelikuljetusputki (Transpocult tai vastaava).

### Näytteenotto:

Sivelynäyte otetaan sieraimista bakteerinäytteen geelikuljetusputkeen. Näyte otetaan pyörittämällä samaa tikkua molemmissa sieraimissa noin sentin syvyydellä. Pumpulitikun voi kostuttaa tipalla steriiliä keittosuolaa ennen näytteenottoa.

Säilytys jääkaapissa max. 2 vrk.

Laboratorion näytteenotto voi ottaa *S. aureus* kantajuusnäytteen tarvittaessa.

### Näytteen lähetetiedot:

Näytteen lähetetietojen täyttäminen huolellisesti on tärkeää, jotta laboratorio tietää, että kyseessä on nimenomaan kantajuus- eikä kliininen näyte.

Lähetettä tehtäessä ”Lisätiedot” –kohtaan kirjoitetaan ”Preoperatiivinen seulonta / voidaan ottaa myös laboratoriossa”

Näytteen pakollisiin lähetetietoihin valitaan / kirjoitetaan seuraavat asiat:

Näytteenottokohta: sierain

Näytteenottotapa: pumpulitikkusively

Näytteen laatu: Preoperatiivinen seulonta

kliiniset oireet: Preoperatiivinen seulonta