



Vesiballongillinen syöttönappi (Potilasohje)

Teille on ____/____/20____ vaihdettu

_____(valmistaja) _____ Fr _____ cm

vesiballongillinen syöttönappi (ref: _____)

Liittäkää syöttöletku syöttönappiin maustat viivat kohdakkain. Lukitkaa syöttöletku paikoilleen kääntämällä sitä oikealle. Syöttöletku 30cm (ref: 0141-12), 1 kpl/viikko.

Tarkistakaa ensimmäisen viikon aikana ____/____ - ____/____/20____
ballongin veden määrää ja väriä **päivittäin** (laitettu 5 ml vettä).

Jatkossa vaihtakaa ballogin vesi **kerran viikossa**. Jos tarkistuksen yhteydessä ballongin vesimäärä on vähentynyt puoleen, vaihtaa uusi syöttönappi.

Vesimäärän vähennyttyä puoleen voi ballonki olla rikkoutunut, jolloin syöttönappi nousee osittain tai kokonaan pois paikoiltaan. **Mahalaukkuavanne umpeutuu muutamassa tunnissa**. Umpeutumisen ehkäisemiseksi teipatkaa vanha syöttönappi paikoilleen tai laittakaa uusi syöttönappi.

Syöttönappin käyttöikä 2-4 kk määräytyy toimivuuden mukaan. Vaihdon voi suorittaa potilas itse, potilaan omainen tai hoitohenkilökunta.

Seuraava syöttönappin vaihto:

Lapin keskussairaala _____ terveyskeskus/muu hoitolaitos _____ itse/omainen _____ .

Sairaanhoitaja

Mahdollisissa ongelmatilanteissa voitte ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai arkipäivisin Lapin keskussairaalan PEG-hoitajaan p.040 637 6823.

8/2020 IT